

La Malattia Emorragica del cervo (EHD) . Approfondimenti diagnostici e possibili scenari di diffusione nell'area del Mediterraneo

Diagnostica di laboratorio



Ricerca di anticorpi



**ELISA COMPETITION DEL COMMERCIO
CONSENTE DI RILEVARE ANTICORPI VERSO LA
PROTEINA VP7
IN SIERI BOVINI, OVINI, CAPRINI, CERVI**

Ricerca del virus



Real time RT PCR

- Real Time RTPCR identificazione del sierogruppo (tutti i sierotipi) - amplifica segmento 9



CESME

- Real Time RTPCR identificazione del sierotipo specifico - amplifica VP2

Test di laboratorio

```
graph TD; A[Test di laboratorio] --> B[cELISA]; A --> C[Real Time RT PCR]; B --> D[Siero<br/>Almeno 7 ml in provette<br/>per emosiero.<br/>Conservare a 4° C]; C --> E[Sangue EDTA<br/>Almeno 6 ml in provette<br/>con EDTA. Conservare a<br/>4° C]; C --> F[Organi: milza, polmoni,<br/>linfonodi<br/>midollo osseo]; F --> G[Feto:<br/>milza, polmoni, linfonodi<br/>In sacchi di plastica ben chiusi<br/>o in contenitori a tenuta<br/>stagna,<br/>temperatura di 4°-8° C.];
```

cELISA

Siero

Almeno 7 ml in provette
per emosiero.
Conservare a 4° C

Real Time RT PCR

Sangue EDTA

Almeno 6 ml in provette
con EDTA. Conservare a
4° C

*Organi: milza, polmoni,
linfonodi
midollo osseo*

Feto:

milza, polmoni, linfonodi
In sacchi di plastica ben chiusi
o in contenitori a tenuta
stagna,
temperatura di 4°-8° C.



Grazie per l'attenzione